

**Diaphragm Inserter + Remover**

For innføring og fjerning av et pessar

**Bruksanvisning**

Les bruksanvisningen før bruk.

**Bruk:**

Innføringsstaven har to ulike sider. Side 1 er til innføring, side 2 er til fjerning av et pessar. (Fig. ①)

Med én hånd holder du innføringsstaven. Med den andre hånden holder du pessaret i gripetappene, slik at det foldes sammen. Pessaret spennes først inn på side 1, og deretter hektes den andre siden i sporet (på midten av staven). (Fig. ②)

Pessaret skal nå være festet foldet på langs på innføringsstaven, og membranen til pessaret skal peke mot staven. (Fig. ③)

Legg ca. 4 ml av preventivgel på det foldede pessaret. (Fig. ④)

For innføringsstaven med pessaret så dypt som mulig inn i skjedebuen. Innføringsstaven med pessaret er nå ferdig omrent halvveis inn, og pessaret er ikke lengre synlig utenfra. (Fig. ⑤)

Drei innføringsstaven slik at pessaret kan løsnes fra innføringsstaven. Trekk deretter innføringsstaven forsiktig ut. (Fig. ⑥)

Ved behov kjerner du etter om pessaret dekker livmorsåpeningen og ligger foran på skambeinet i nisjen. (Fig. ⑦)

For å ta ut pessaret fører du innføringsstaven med kroken (side 2) noen centimeter inn i staven. Før kroken på staven bak fremre kant av pessaret og hekt den inn der. Dermed kan du fjerne pessaret fra skjeden. (Fig. ⑧)

**Rengjøring:**

Rengjør med vann og såpe før og etter bruk. Ved forsiktig bruk kan innføringsstaven holde lenge og gjenbrukes.

**Materiale:**

Plast (ABS)

**Innhold:**

1 membraninnfører + -fjerner, bruksanvisning



**KESSEL medintim GmbH**  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Germany

+49 6105 20 27 20

[www.medintim.com](http://www.medintim.com)

Made in Germany

PZN 17252384

EAN 4013273002813

**Diaphragm Inserter + Remover**

För att ta föra in och ta bort ett pessar

**Bruksanvisning**

Läs bruksanvisningen före användning.

**Användning:**

Innföringsstaven har två olika sidor. Sidan 1 är avsedd för att föra in och sidan 2 för att ta ut ett pessar. (Fig. ①)

Med en hand holder du innföringsstaven. Med den andre handen holder du pessaret i gripetappene, slik at det foldes sammen. Pessaret spennes först inn på side 1, och deretter hektes den andre siden i sporet (på midten av staven). (Fig. ②)

Pessaret skal nå være festet foldet på langs på innføringsstaven, og membranen til pessaret skal peke mot staven. (Fig. ③)

Legg ca. 4 ml av preventivgel på det foldede pessaret. (Fig. ④)

For innføringsstaven med pessaret så dypt som mulig inn i skjedebuen. Innföringsstaven med pessaret er nå ferdig omrent halvveis inn, och pessaret är inte längre synlig utanför. (Fig. ⑤)

Drei innføringsstaven slik at pessaret kan løsnes fra innføringsstaven. Trekk deretter innføringsstaven forsiktig ut. (Fig. ⑥)

Ved behov kjerner du etter om pessaret dekker livmorsåpeningen och ligger foran på skambeinet i nisjen. (Fig. ⑦)

For å ta ut pessaret fører du innføringsstaven med kroken (side 2) noen centimeter inn i staven. Før kroken på staven bak fremre kant av pessaret og hekt den inn der. Dermed kan du fjerne pessaret fra skjeden. (Fig. ⑧)

**Rengöring:**

Rengör med vann och såpa före och efter bruk. Vid försiktig bruk kan innføringsstaven hålla länge och kan återanvändas.

**Materiale:**

Plast (ABS)

**Innehåll:**

1 stav för att föra in och ta ut pessar, bruksanvisning

**Diaphragm Inserter + Remover**

Do wprowadzania i usuwania diafragmy antykoncepcyjnej

**Instrukcja użycia**

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję użycia.

**Sposób zastosowania:**

Innföringsstaven har två olika strony. Strona 1 służy do wprowadzania, a strona 2 do usuwania diafragmy. (Figur ①)

Håll innføringsstaven med en hand. Med den andra handen håller du pessaret i greppkropparna, så att det viks ihop. Sätt först fast pessaret på sidan 1, haka därefter fast den andra sidan i en av fördjupningarna (mitt på staven). (Figur ②)

Nu ska pessaret vara hopvänt på längden och sitta fast på innføringsstaven, och pessarets membran ska peka mot staven. (Figur ③)

Applicera cirka 4 ml preventivgel på det hopvänta pessaret. (Figur ④)

För in innføringsstaven med pessaret så djupt in som möjligt i det bakre slöjdvalvet. Innföringsstaven med pessaret är nu införd till hälften och pessaret syns inte längre från utsidan. (Figur ⑤)

Vrid innføringsstaven så att pessaret kan lossas från innføringsstaven. Dra försiktigt ut innføringsstaven. (Figur ⑥)

Känn vid behov om pessaret täcker livmodermen och ligger framför blyggen i fördjupningen. (Figur ⑦)

När du vill ta ut pessaret för du innføringsstaven med haken (sidan 2) nägra cm in i slidan. För staven har du bakom pessarets främre kant och haka fast den. Nu kan du ta ut pessaret ur slidan. (Figur ⑧)

**Rengöring:**

Rengör med tvål och vatten före och efter användningen.

**Czyszczenie:**

Przed użyciem i po użyciu oczyść wodą z mydłem.

W przypadku ostożnego stosowania introdutor jest trwały i może być ponownie używany.

**Materiał:**

Plast (ABS)

**Innehåll:**

1 stav för att föra in och ta ut pessar, bruksanvisning

**Diaphragm Inserter + Remover**

Każdego razu przed użyciem należy przeczytać instrukcję użycia

**Zawartość:**

1 introdutor Diaphragm Inserter + Remover, instrukcja użycia



Dochržujte návod k použití

Przestrzegać instrukcji użycia

**Diaphragm Inserter + Remover**

Na zavádzanie a vyberanie antikoncepcnej diafragmy

**Návod k použití**

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

**Použitie:**

Zavádzacia tyčinka má dve rôzne strany. Strana 1 slúži na zavedenie, strana 2 na odstraňovanie diafragmy. (Obr. ①)

Háll innføringsstaven med en hand. Med den andra handen håller du pessaret i greppkropparna, så att det viks ihop. Sätt först fast pessaret på sidan 1, haka därefter fast den andra sidan i en av fördjupningarna (mitt på staven). (Figur ②)

Nu ska pessaret vara hopvänt på längden och sitta fast på innføringsstaven, och pessarets membran ska peka mot staven. (Figur ③)

Applicera cirka 4 ml preventivgel på det hopvänta pessaret. (Figur ④)

För in innføringsstaven med pessaret så djupt in som möjligt i det bakre slöjdvalvet. Innföringsstaven med pessaret är nu införd till hälften och pessaret syns inte längre från utsidan. (Figur ⑤)

Vrid innføringsstaven så att pessaret kan lossas från innføringsstaven. Dra försiktigt ut innføringsstaven. (Figur ⑥)

Känn vid behov om pessaret täcker livmodermen och ligger framför blyggen i fördjupningen. (Figur ⑦)

När du vill ta ut pessaret för du innføringsstaven med haken (sidan 2) nägra cm in i slidan. För staven har du bakom pessarets främre kant och haka fast den. Nu kan du ta ut pessaret ur slidan. (Figur ⑧)

**Rengöring:**

Rengör med tvål och vatten före och efter användningen.

**Czyszczenie:**

Przed użyciem i po użyciu oczyść wodą z mydłem.

W przypadku ostożnego stosowania introdutor jest trwały i może być ponownie używany.

**Materiał:**

Umělá hmota (ABS)

**Innehåll:**

1 stav för att föra in och ta ut pessar, bruksanvisning

Dopržujte návod k použití

Przestrzegać instrukcji użycia

**Diaphragm Inserter + Remover**

Na vstavitev in odstranitev kontracepcionske diafragme

**Návodilo za uporabo**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**Použitie:**

Zavádzacia tyčinka má dve rôzne strany. Strana 1 slúži na zavedenie, strana 2 na odstraňovanie diafragme. (Obr. ①)

Háll innføringsstaven med en hand. Med den andra handen håller du pessaret i greppkropparna, så att det viks ihop. Sätt först fast pessaret på sidan 1, haka därefter fast den andra sidan i en av fördjupningarna (mitt på staven). (Figur ②)

Nu ska pessaret vara hopvänt på längden och sitta fast på innføringsstaven, och pessarets membran ska peka mot staven. (Figur ③)

Applicera cirka 4 ml preventivgel på det hopvänta pessaret. (Figur ④)

För in innføringsstaven med pessaret så djupt in som möjligt i det bakre slöjdvalvet. Innföringsstaven med pessaret är nu införd till hälften och pessaret syns inte längre från utsidan. (Figur ⑤)

Vrid innføringsstaven så att pessaret kan lossas från innføringsstaven. Dra försiktigt ut innføringsstaven. (Figur ⑥)

Känn vid behov om pessaret täcker livmodermen och ligger framför blyggen i fördjupningen. (Figur ⑦)

När du vill ta ut pessaret för du innføringsstaven med haken (sidan 2) nägra cm in i slidan. För staven har du bakom pessarets främre kant och haka fast den. Nu kan du ta ut pessaret ur slidan. (Figur ⑧)

**Rengöring:**

Rengör med tvål och vatten före och efter användningen.

**Czyszczenie:**

Przed użyciem i po użyciu oczyść wodą z mydłem.

W przypadku ostożnego stosowania introdutor jest trwały i może być ponownie używany.

**Materijál:**

Umetna snov (ABS)

**Innehåll:**

1 stav för att föra in och ta ut pessar, bruksanvisning

Dopržujte návod k použití

Przestrzegać instrukcji użycia

**Diaphragm Inserter + Remover**

Na zavádzanie a odstraňovanie antikoncepcnej diafragmy

**Návod na použitie**

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

**Použitie:**

Zavádzacia tyčinka má dve rôzne strany. Strana 1 slúži na zavedenie, strana 2 na odstraňovanie diafragmy. (Obr. ①)





Háll innføringsstaven med en hand. Med den andra handen håller du pessaret i greppkropparna, så att det viks ihop. Sätt först fast pessaret på sidan 1, haka därefter fast den andra sidan i en av fördjupningarna (mitt på staven). (Figur ②)

Nu ska pessaret vara hopvänt på längden och sitta fast på innføringsstaven, och pessarets membran ska peka mot staven. (Figur ③)

Applicera cirka 4 ml preventivgel på det hopvänta pessaret. (Figur ④)

För in innføringsstaven med pessaret så djupt in som möjligt i det bakre slöjdvalvet. Innföringsstaven med pessaret är nu införd till hälften och pessaret syns inte längre från utsidan. (Figur ⑤)

Vrid innføringsstaven så att pessaret kan lossas från innføringsstaven. Dra

English	Français	Nederlands	Italiano	Español	Português	Dansk	Suomi
 <p><b>1</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> For inserting and removing a contraceptive diaphragm</p> <p><b>Instruction manual</b> Read the instructions for use before using this medical device.</p> <p><b>Application:</b> The insertion rod has two different sides. Side 1 is for inserting a diaphragm and side 2 is for removing it. (Fig. 1)</p> <p>Hold the insertion rod with one hand. With the other hand, hold the diaphragm by the grip dimples so that it folds up. Now, the diaphragm is first mounted onto side 1 and then hooked with the other side into one of the notches (centre of the rod). (Fig. 2)</p> <p>The diaphragm should now be folded lengthwise and attached to the insertion rod with the diaphragm membrane facing the rod. (Fig. 3)</p> <p>Apply approx. 4 ml of the contraceptive gel onto the folded diaphragm. (Fig. 4)</p> <p>Insert the insertion rod with the diaphragm as far as possible into the posterior vaginal vault. More than half of the insertion rod with the diaphragm is now inserted and the diaphragm is no longer visible from the outside. (Fig. 5)</p> <p>Rotate the insertion rod to allow the diaphragm to detach itself from the insertion rod. Carefully pull out the insertion rod. (Fig. 6)</p> <p>If necessary, feel to check that the diaphragm is covering the cervix and lying in the niche at the front of the pubic bone. (Fig. 7)</p> <p>To remove the diaphragm, insert the insertion rod with the hook (side 2) a few centimetres into the vagina. Guide the hook of the rod behind the front edge of the diaphragm and hook it on. This will allow you to remove the diaphragm from the vagina. (Fig. 8)</p> <p><b>Cleaning:</b> Clean with soap and water before and after use. If used carefully, the insertion rod will last a long time and can be reused.</p> <p><b>Material:</b> plastic (ABS)</p> <p><b>Contents:</b> 1 diaphragm inserter + remover, instructions for use</p> <p> Read instructions for use</p>	 <p><b>5</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> Pour l'introduction et le retrait d'un diaphragme contraceptif</p> <p><b>Mode d'emploi</b> Lire la notice d'emballage avant l'utilisation.</p> <p><b>Utilisation :</b> La tige d'introduction a deux côtés différents. Le côté 1 sert à l'introduction, le côté 2 au retrait d'un diaphragme. (fig. 1)</p> <p>Maintenir la tige d'introduction d'une main. De l'autre main, tenir le diaphragme au niveau des picots d'accroche pour le plier. Le diaphragme est d'abord monté sur le côté 1 puis l'autre côté accroché dans une des encoches (au centre de la tige). (fig. 2)</p> <p>Le diaphragme plié dans le sens de la longueur devrait maintenant être attaché à la tige d'introduction et la membrane du diaphragme orientée vers la tige. (fig. 3)</p> <p>Appliquer environ 4 ml de gel contraceptif sur le diaphragme plié. (fig. 4)</p> <p>Introduire la tige d'introduction avec le diaphragme le plus profondément possible dans la partie postérieure du vagin. Une bonne moitié de la tige d'introduction avec le diaphragme est désormais introduite et le diaphragme n'est plus visible de l'extérieur. (fig. 5)</p> <p>Tourner la tige d'introduction pour dégager le diaphragme de la tige d'introduction. (fig. 6)</p> <p>Si nécessaire, vérifier en palpant si le diaphragme recouvre le col de l'utérus et se trouve dans la cavité à l'avant du pubis. (fig. 7)</p> <p>Pour retirer le diaphragme, introduire la tige d'introduction avec le crochet (côté 2) quelques centimètres dans le vagin. Placer le crochet de la tige derrière le bord avant du diaphragme et l'accrocher. Le diaphragme peut ainsi être retiré du vagin. (fig. 8)</p> <p><b>Nettoyage :</b> Nettoyer avec de l'eau et du savon avant et après l'utilisation.</p> <p><b>Matériaux :</b> plastique (ABS)</p> <p><b>Contenu :</b> 1 Diaphragm Inserter + Remover, notice d'emballage</p> <p> Consulter la notice</p>	 <p><b>6</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> Voor het inbrengen en verwijderen van een anticonceptiepessarium</p> <p><b>Gebruiksaanwijzing</b> Lees voor gebruik de gebruiksinstructies door.</p> <p><b>Gebruik:</b> De inbrengstaaf heeft twee verschillende zijdes. Zijde 1 is bedoeld voor het inbrengen, zijde 2 voor het verwijderen van een pessarium. (Afbeelding 1)</p> <p>Houd met de ene hand de inbrengstaaf vast. Houd met de andere hand het pessarium zodanig aan de gripnoppen vast dat het samenvouwt. Nu wordt het pessarium eerst aan zijde 1 aangebracht en vervolgens met de andere zijde in een van de spleten (midden van de staf) vastgehecht. (Afbeelding 2)</p> <p>Le diaphragme plié dans le sens de la longueur devrait maintenant être attaché à la tige d'introduction et la membrane du diaphragme orientée vers la tige. (fig. 3)</p> <p>Aplicar aprox. 4 ml de gel contraceptivo sobre el diafragma plegado. (fig. 4)</p> <p>Introduzca el aplicador con el diafragma lo máximo posible en el fondo de saco vaginal posterior. Ahora, el aplicador con el diafragma está introducido hasta la mitad y el diafragma ya no se ve desde fuera. (fig. 5)</p> <p>Gire el aplicador para que el diafragma se suelte. Saque con cuidado el aplicador. (fig. 6)</p> <p>Rode a haste de introdução para permitir que o diafragma se desprenda da mesma. (Fig. 6)</p> <p>Si fueras necesario, comprueba con los dedos que el diafragma cubre el cuello uterino y que está en el pubis. (Fig. 7)</p> <p>Para sacar el diafragma introduce una o dos centímetros el aplicador con el gancho (lado 2) en el interior de la vagina. Lleve el gancho del aplicador hasta detrás del borde anterior del diafragma y engáncelo. Ahora puede sacar el diafragma de la vagina. (Fig. 8)</p> <p><b>Limpieza:</b> Lavar con agua y jabón antes y después del uso.</p> <p><b>Material:</b> plástico (ABS)</p> <p><b>Contenido :</b> 1 dispositivo para l'introduzione e la rimozione del diaframma, istruzioni per l'uso</p> <p> Consultare le istruzioni per l'uso</p>	 <p><b>7</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> Para introducir y sacar un diafragma anticonceptivo</p> <p><b>Manual de instrucciones</b> Leer las instrucciones de uso antes de utilizarlo.</p> <p><b>Aplicación:</b> El aplicador tiene dos lados diferentes. El lado 1 sirve para introducir el diafragma y el 2, para sacarlo. (Fig. 1)</p> <p>Sostenga el aplicador con una mano. Con la otra mano sujeté el diafragma por las prominencias para el agarre para que el diafragma se doble. Ahora, coloque primero el diafragma en el lado 1 del aplicador y engáncelo después en una de las entalladuras del otro lado (en el centro del aplicador). (Fig. 2)</p> <p>Segure a haste de introdução com uma mão. Com a outra mão, segure o diafragma pelas bordas, de forma que este se dobre. Agora, o diafragma é primeiramente fixado no lado 1 e depois engatado com o outro lado num dos entalhes (a meio da haste de introdução). (Fig. 2)</p> <p>O diafragma deve estar dobrado longitudinalmente en el aplicador, con la membrana del diafragma apuntando hacia el cuerpo del aplicador. (Fig. 3)</p> <p>Aplique aprox. 4 ml del gel contraceptivo en el diafragma doblado. (Fig. 4)</p> <p>Versi ca. 4 ml de gel contraceptivo en el diafragma doblado. (Fig. 4)</p> <p>Introduzca el aplicador con el diafragma lo más profundo posible en la cúpula vaginal posterior. Ahora, el aplicador con el diafragma está agora bem inserida a meio caminho e o diafragma já não é visível exteriormente. (Fig. 5)</p> <p>Gire el aplicador para que el diafragma se suelte. Saque con cuidado el aplicador. (Fig. 6)</p> <p>Rode a haste de introdução para permitir que o diafragma se desprenda da mesma. (Fig. 6)</p> <p>Si fueras necesario, comprueba con los dedos que el diafragma cubre el cuello uterino y que está en el pubis. (Fig. 7)</p> <p>Para sacar el diafragma introduce unos centímetros el aplicador con el gancho (lado 2) en el interior de la vagina. Lleve el gancho del aplicador hasta detrás del borde anterior del diafragma y engáncelo. Ahora puede sacar el diafragma de la vagina. (Fig. 8)</p> <p><b>Limpieza:</b> Lavar con agua y jabón antes y después del uso.</p> <p><b>Material:</b> plástico (ABS)</p> <p><b>Contenido :</b> 1 aplicador de diafragma, instrucciones de uso</p> <p> Consulte las instrucciones de uso</p>	 <p><b>8</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> Para a introdução e remoção de diafragma contraceutivo</p> <p><b>Instruções de utilização</b> Ler as instruções de utilização antes da utilização.</p> <p><b>Aplicação:</b> A haste de introdução possui dois lados diferentes. O lado 1 destina-se à introdução, o lado 2 à remoção do diafragma. (Fig. 1)</p> <p>Sostenga el aplicador con una mano. Con la otra mano sujeté el diafragma por las prominencias para el agarre para que el diafragma se doble. Ahora, coloque primero el diafragma en el lado 1 del aplicador y engáncelo después en una de las entalladuras del otro lado (en el centro del aplicador). (Fig. 2)</p> <p>Segure a haste de introdução com uma mão. Com a outra mão, segure o diafragma pelas bordas, de forma que este se dobre. Agora, o diafragma é primeiramente fixado no lado 1 e depois engatado com o outro lado num dos entalhes (a meio da haste de introdução). (Fig. 2)</p> <p>O diafragma deve estar dobrado longitudinalmente en el aplicador, con la membrana del diafragma apuntando hacia el cuerpo del aplicador. (Fig. 3)</p> <p>Aplique aprox. 4 ml del gel contraceptivo en el diafragma doblado. (Fig. 4)</p> <p>Versi ca. 4 ml de gel contraceptivo en el diafragma doblado. (Fig. 4)</p> <p>Introduzca el aplicador con el diafragma lo más profundo possível en la cúpula vaginal posterior. Ahora, el aplicador con el diafragma está agora bem inserida a meio caminho e o diafragma já não é visível exteriormente. (Fig. 5)</p> <p>Gire el aplicador para que el diafragma se suelte. Saque con cuidado el aplicador. (Fig. 6)</p> <p>Rode a haste de introdução para permitir que o diafragma se desprenda da mesma. (Fig. 6)</p> <p>Si fueras necesario, comprueba con los dedos que el diafragma cubre el cuello uterino y que está en el pubis. (Fig. 7)</p> <p>Para sacar el diafragma introduce unos centímetros el aplicador con el gancho (lado 2) en el interior de la vagina. Lleve el gancho del aplicador hasta detrás del borde anterior del diafragma y engáncelo. Ahora puede sacar el diafragma de la vagina. (Fig. 8)</p> <p><b>Limpieza:</b> Lavar con agua y jabón antes y después del uso.</p> <p><b>Material:</b> plástico (ABS)</p> <p><b>Conteúdo :</b> 1 Haste de introdução + remoção de diafragma, Instruções de utilização</p> <p> Consulte las instrucciones de uso</p>	 <p><b>9</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> Para introduzir e remover o diafragma contraceutivo</p> <p><b>Brugsanvisning</b> Læs brugsanvisningen før brug.</p> <p><b>Anvendelse:</b> Indføringspinden har to forskellige sider. Side 1 er beregnet til indføring, side 2 til udtagning af pessaret. (Kuva 1)</p> <p>Afsetinpukkoon kossa kahdessa. Pidä toisessa kädessä pessaaria tarttuntyystä yhteen taivutettuna. Nyt pessari pingottuu ensin yhdellä puolella ja kiinnityy toisella puolen yhteen loveen (puikon keskiplatuaan). (Kuva 2)</p> <p>Pessaari tulee olla kiinnitetty taitettava pitkin afsetinpukkoon ja sen kalvon tulee olla puikkona pääin. (Kuva 3)</p> <p>Laita noin 4 ml af den sæddræbende gel på det foldede pessaret. (Kuva 4)</p> <p>Vie afsetinpukkoon pessaareineen niin syville kuin mahdollista emätäminen takaseinää pitkin. Asetinpukkio pessaareineen on nyt puoliski sisään viety eikä pessaari ole näkyvässä ulkopuolella. (Kuva 5)</p> <p>Käännä afsetinpukkoon varovasti ulos. (Kuva 6)</p> <p>Jos tarpeen, tunnustele sormella, että pessaret on asetettu oikein. (Kuva 7)</p> <p>Aseta puukan koukkuna kohdihunsuun, ja asetukko se häpilyy edessä olevaan syvennykseen. (Kuva 7)</p> <p>Pessaarin poistamiseksi kuljeta afsetinpukkoon koukkuna (2. puoli) muutaman senttimetrin emätäimineen. Aseta puukan koukkuna pessaarin etuun ja tarkista silien kiinni. Näin voit poistaa pessaarin emätäimestä. (Kuva 8)</p> <p>Puhdistus: Puuhdista saippualla ja vedellä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.</p> <p>Käytön huolellisuus on suosituksena tuotteen pitkälle kestolle ja uudelleenkäytölle.</p> <p><b>Materiaali:</b> ABS-muovi</p> <p><b>Sisältö:</b> 1 Diaphragm Inserter + Remover, käyttöohjeet</p> <p> Brugsanvisningen skal overholdes</p>	 <p><b>10</b></p> <p><b>Diaphragm Inserter + Remover</b> Til indføring og udtagning af et kontraceptivt pessar</p> <p><b>Käyttöohje</b> Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.</p> <p><b>Käyttö:</b> Asetinpukkossa on kaksi eri puulta. Puoli 1 on pessaari sisäänvienti ja puoli 2 on poistamista varten</p> <p><b>Käyttö:</b> Asetinpukkoon kossa kahdessa. Pidä toisessa kädessä pessaaria tarttuntyystä yhteen taivutettuna. Nyt pessari pingottuu ensin yhdellä puolella ja kiinnityy toisella puolen yhteen loveen (puikon keskiplatuaan). (Kuva 2)</p> <p>Pessaari tulee olla kiinnitetty taitettava pitkin afsetinpukkoon ja sen kalvon tulee olla puikkona pääin. (Kuva 3)</p> <p>Laita noin 4 ml af den sæddræbende gel på det foldede pessaret. (Kuva 4)</p> <p>Vie afsetinpukkoon pessaareineen niin syville kuin mahdollista emätäminen takaseinää pitkin. Asetinpukkio pessaareineen on nyt puoliski sisään viety eikä pessaari ole näkyvässä ulkopuolella. (Kuva 5)</p> <p>Käännä afsetinpukkoon varovasti ulos. (Kuva 6)</p> <p>Jos tarpeen, tunnustele sormella, että pessaret on asetettu oikein. (Kuva 7)</p> <p>Aseta puukan koukkuna kohdihunsuun, ja asetukko se häpilyy edessä olevaan syvennykseen. (Kuva 7)</p> <p>Pessaarin poistamiseksi kuljeta afsetinpukkoon koukkuna (2. puoli) muutaman senttimetrin emätäimineen. Aseta puukan koukkuna pessaarin etuun ja tarkista silien kiinni. Näin voit poistaa pessaarin emätäimestä. (Kuva 8)</p> <p><b>Materiaali:</b> ABS-muovi</p> <p><b>Sisältö:</b> 1 Diaphragm Inserter + Remover, käyttöohjeet</p> <p> Noudata käyttöohjeita</p>	